

20×TBS 缓冲液

20×TBS Buffer

产品信息

产品名称	编号	规格
20×TBS 缓冲液	DY50019	500ml

产品描述

TBS 缓冲液是生物学中常用的缓冲液，常用于 western blot 中蛋白印迹膜的清洗或封闭液的配制。由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件。本产品为 20×浓缩液，需要稀释成 1×工作液后使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。

保存方式

室温保存，有效期 1 年。

操作步骤

一般稀释至 1×，可加入 0.05 ~ 0.1% Tween 20，即获得 1×TBS 进行下游实验，用于免疫印迹膜的清洗。

注意事项

1. 稀释为 1×的 TBS 溶液可保存于 2-8 °C，若产品出现结晶析出，请置于 37°C 水浴至完全溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

本产品仅作科研用途