

10×SDS-PAGE 凝胶蛋白电泳缓冲液(溶液)

10×SDS-PAGE Electrophoresis Buffer(Solution)

产品信息

产品名称	编号	规格
10×SDS-PAGE 凝胶蛋白电泳缓冲液(溶液)	DY50010	500 ml

产品描述

SDS-PAGE 凝胶蛋白电泳缓冲液(SDS-PAGE Electrophoresis Buffer)又称 Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液, 是常用的蛋白电泳缓冲液。

保存方式

室温保存, 有效期 1 年。

操作步骤

取一瓶可以配置 1/10 体积 SDS-PAGE 电泳缓冲液 (10×) 倒入一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水定容至 1×, 混匀后即可使用。

注意事项

1. 未使用完的转膜液可室温保存, 建议在 2 周内使用。
2. 回收的电泳液可以重复使用, 但为了获得最佳的电泳效果, 建议您使用未使用过的电泳液。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

本产品仅作科研用途