

## 牛血清白蛋白, 无蛋白酶, 免疫分析级

### Bovine Serum Albumin(BSA), ProteaseFree, Immunoassay Grade

#### 产品信息

产品名称	编号	规格
牛血清白蛋白, 无蛋白酶, 免疫分析级	DY60101	25g

#### 产品描述

牛血清白蛋白, 英文名称为 Bovine Serum Albumin, 别名 Bovine albumin, 或 Cohn Fraction V, 简称 BSA。BSA 在生物学实验中应用广泛, 作为载体蛋白, 可以稳定蛋白或抗体。在免疫实验中常用作封闭剂, 包括 ELISA、WB (Western Blot)。BSA 也常作为营养物用于细胞和微生物培养。另外, BSA 也用于蛋白定量中的标准品。我们提供的无蛋白酶 BSA 产品, 用新西兰源优质血浆用层析法获取。

牛血清白蛋白, 无蛋白酶 (BSA, Protease Free), 可用于免疫分析。无蛋白酶的 BSA 能避免免疫分析中蛋白酶降解蛋白所带来的问题。

#### 保存方式

4°C保存, 有效期 5 年。

#### 产品性质

CAS: 9048-46-8

分子量: 66 kDa

外观: 类白色粉末

含水量:  $\leq 5.0\%$

灰分:  $\leq 2.0\%$

白蛋白:  $\geq 98\%$

重金属:  $\leq 10$  ppm

蛋白酶: Not detected

本产品仅作科研用途